


Анализатор магнитный типа АМР

Магнитная сепарация
и металлодетекция - наш профиль!




Предназначен для проведения качественного экспресс-анализа содержания в минеральном сырье зерен магнитных минералов, определения характеристик поля, необходимых для проведения магнитной сепарации сырья.

Технические характеристики

Материал магнитов _____ Nd - Fe - В
 Магнитная индукция по линии А, регулируемая, мТл _____ 10...900
 Очистка магнитного блока _____ механическая
 Габаритные размеры, мм _____ 100 x 100 x 240
 Масса, кг, не более _____ 2,0

Пробники магнитные ручные типа ПМР



Предназначены для извлечения ферромагнитных примесей из жидких и сыпучих материалов для дальнейшего их качественного и количественного анализа.

Технические характеристики

Обозначение	Магнитная индукция, мТл	Максимальная температура, эксплуатации, °С	Размеры, мм		Масса, кг
			L	L ₁	
ПМР	400	+80	330	110	0,65
ПМР-01		+150			
ПМР-02	600	+80	360	120	0,7
ПМР-03		+150			

1. Указаны значения магнитной индукции на поверхности магнитного блока по характерным линиям при температуре 20°C.
2. Механическая очистка.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
ПРОДЭКОЛОГИЯ

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская 32
 тел. +38 (0362) 63-08-77, тел/факс 25-60-54, 62-20-31
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua, www.prodecolog.com.ua