


Analizator magnetyczny typu AMR

Separacja magnetyczna oraz
metalodetekcja to nasz profil!




Przeznaczony do przeprowadzenia jakościowej ekspres-analizy zawartości w surowcu mineralnym ziaren magnetycznych minerałów, wyznaczenia charakterystyk pola, koniecznych dla przeprowadzenia magnetycznej separacji surowca.

Techniczne charakterystyki

Materiał magnesów _____ Nd - Fe - B
Indukcja magnetyczna na linii A, regulowana, mTl _____ 10...900
Oczyszczanie bloka magnetycznego _____ mechaniczne
Wymiary gabarytowe, mm _____ 100 x 100 x 240
Masa, kg, nie więcej _____ 2,0

Próbniki magnetyczne ręczne typu PMR



Przeznaczone do wyciągania domieszek ferromagnetycznych z materiałów płynnych i sypkich dla dalszej ich analizy jakościowej oraz ilościowej.

Techniczne charakterystyki

Nazwa	Indukcja magnetyczna, mTl	Maksymalna temperatura eksploatacji, °C	Wymiary, mm		Masa, kg
			L	L ₁	
PMR	400	+80	330	110	0,65
PMR-01		+150			
PMR-02	600	+80	360	120	0,7
PMR-03		+150			

1. Są wskazane znaczenia indukcji magnetycznej na powierzchni bloka magnetycznego na charakterystycznych liniach przy temperaturze 20 °C.
2. Oczyszczanie mechaniczne.



FIRMA NAUKOWO-PRODUKCYJNA
PRODEKOLOGIA

33024, Ukraina, m. Równe, ul. Młynowska 32
tel. +38 (0362) 63-08-77, tel/fax 25-60-54, 62-20-31
e-mail: separator@prodecolog.com.ua, www.prodecolog.com.ua